DOSSIER TECHNIQUE

Partie commune



GABORIT Antonin BARRETEAU Paul ROUSSEL Mathis ROUET Teddy


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	2
SITUATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE INDUSTRIEL	2
Synoptique général du système	2
Missions du système	3
2.1 Diagramme de contexte (bas niveau)	4
2.1 Diagramme de contexte (haut niveau)	4
2.3 Diagramme de cas d'utilisation	5
2.4 Diagramme de déploiement d'exploitation	6
3. CATALOGUE DES ACTEURS	7
II. Présentation du projet	8
Planification du GANTT(générale)	8
III. Schéma structurelle de la carte	9
IV. Dossier de fabrication	13
V. Fiche de test	17
V.1 Mesure de VBAT	17
V.2 Test des LED alarmes	19
V.3 Vérification de la mesure de température	23
V.4 Mesurer le débit	27
V.5 Fiche de test du capteur de pression MPXV5010DP	28
V.6 Fiche de test des moteurs FAULHABER BX4	29

I. INTRODUCTION

1.1 SITUATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE INDUSTRIEL

Synoptique général du système



MakAir est « Un respirateur artificiel exclusivement dédié au traitement du Covid-19 » qui a pour but de proposer une aide d'urgence aux personnes en souffrance respiratoire sévère. MakAir a été conçu pour aider les hôpitaux à accueillir autant de patients que nécessaire en réanimation.

Ainsi, MakAir est un respirateur artificiel open source facilement reproductible, à bas coût.

- Open source (logiciel et matériel)
- Adapté au besoin
- Conçu au regard des normes


Missions du système

Le système envisagé consiste à améliorer sur certains points, décrits ci-dessous, la version V1 qui a été prêtée à l'établissement.

Le système doit pouvoir :


- Superviser la batterie de façon à indiquer son niveau de charge
- Assurer la régulation du débit d'air fourni au patient
- Gérer la température de l'intérieur du boîtier

Ces informations doivent pouvoir être affichées « en local » sur un écran embarqué, et sur un écran déporté plus grand et offrant plus d'ergonomie de lecture.




UKL.


2.1 Diagramme de contexte (bas niveau)



2.1 Diagramme de contexte (haut niveau)




2.3 Diagramme de cas d'utilisation



CATALOGUE DES ACTEURS :


Acteurs	Description			
Agent Hospitalier	Acteur principal: Il déclenche, manuellement, la mise en œuvre du MakAir. Il gère la relation entre le MakAir et le patient. Il observe les affichages, bas niveau ou hau niveau.			
Patient	Acteur secondaire: Le patient est sous assistance respiratoire. Cette assistance est fournie par le MakAir.			

2.4 Diagramme de déploiement d'exploitation



2.5 Diagramme de la partie aérologique


Diagramme de la partie aérologique




3. CATALOGUE DES ACTEURS


Acteurs	Rôles				
	-> Pour le UCBN3 il est demandé de contrôler la pression et le débit d'air de manière à ce que la pression d'air soit correcte pour l'assistance respiratoire.				
GABORIT Antonin	-> Pour le UCBN8 il est demandé de présenter les données / alarmes bas niveau de manière à ce que Les données soit correctement présentées.				
	-> Pour le UCBN3 il est demandé de mesurer le débit d'air.				
BARRETEAU Paul	-> Pour le UCBN4 il est demandé de commander la turbine (PWM).				
ROUSSEL Mathis	-> Pour le UCBN2 il est demandé de paramétrer le système. -> Pour le UCBN5 il est demandé de contrôler la température de manière à ce qu'elle soit surveillée. -> Pour le UCBN9 il est demandé d'envoyer les données (TX).				
ROUET Teddy	-> Pour le UCBN6 il est demandé de contrôler la batterie de manière à ce que La tension de la batterie soit correctement acquise et régulée. -> Pour le UCBN7 il est demandé d'alimenter le système de manière à ce que l'alimentation pour tout le système soit correcte.				


II. Présentation du projet




III. Schéma structurelle de la carte












III.1 – Implantation des composants, Côté Top



III.2 – Implantation des composants, Côté Bottom



III.3 - PCB (Printed Circuit Board)



<u>III.4 – Nomenclature</u>

Empreinte

Prix

25142446


Prix Total

	Commercial Temperature, Tape and Reel	10		Total Management of the Control of t	0,27 €	42,43
2	_5.17mmTube 0.2 V ^ 4.7 V 8-SIVD, Gull Wing, 5 de Port 2Kbit, 400kHz, 5V, I2C Serial EEPROIM, 8-Pin SOIC 150mil,	24C02CT/5N	1	50/0-5N8_N	30,00 €	30,0
	So/Br) Pressure Sensor 1 45PSI_10kPa_ Vented Gauge Male + 0.13	MFXVS0100P	1	50/0254P1821X762-8N	0,60 €	20.0
	Dual Wide-Bandwidth High-Output-Orive Operational Amplifier 4 5 to 16 V -40 to 125 deg0. B-on SOIC (DB), Green (RoHS & no	LMV358-N	1	T-05_N	0,56 €	
52, 53, 54, 55, 56.	BOUTON FOUSSOIR MINIATURE CMS ON/OFF	BOUTON_POUSSOIR_MINIATURE_CMS	12	SOUTON_POUSS_CMS	1,62 €	0,5
	GPIO Header for Raspberry P. A+/8+/PI 2/PI 3 - 2/20	RPI GRIO Connector	1	79	NA 1.62.6	1,6
	RESISTANCE CIVIS 1206, /*O phm*/	PESISTANCE_CMS_1206	1	Magasin St Gab'	NA	
	RESISTANCE CV/S 1206 /*8k2 onm*/	RESISTANCE_CMS_1206	1	Magasin St Gab	NA NA	
	RESISTANCE CIVIS 1208 (*1Konm*/	"RESISTANCE_CMS_1208	4	Magasin St Gab	NA NA	
	RESISTANCE CM5 1206 /*680 orm*/	RESISTANCE_CMS_1206	1	Magasin St Gab		
	RESISTANCE CM5 1206 /*150 ohm*/	RESISTANCE_CMS_1206	1	Magasin St Gab'	NA NA	
	RES STANCE CN/S 1206 /*220 ohm*/	RESISTANCE_CMS_1206	1	Magazin St Gao	NA NA	
	RES STANCE CWS 1206 /*180 phm*/	RESISTANCE_CMS_1206	2	Magasin St Gao	NA NA	20
742 744 746 748 752 754 755 0 7220 7250 0 7250 7250	RES STANCE CIVS 1206 (*100 ohm*/	RESISTANCE_CMS_1206	15	RESISTANCE_CMS_1206		A COP
0 816 817 818 819 0 821 841 848 848 849 851 853 898 8116 8117 8119 UC 8290 8310	RESISTANCE CMS 1206 /*104 phm*/	CN5_1206	22	Magasin St Gab	NA	
1 02	DIDDE DE REDRESSEMENT DO41 1N4007 /*53uF/16v*/	CMS_TANTALE_7848-81	1	CONDENSATEUR_CMS_POLAR-SE_TANTALE_D/7543-81	NA	
9	CONDENSATEUR CMS CERAMIQUE 1206 /*490p**/	CONDENSATEUR_CM5_1206	1	Magasin St Gab	NA	
5 091	CONDENSATEUR CMS CERAMIQUE 1206 /*1uF*/	CONDENSATEUR_CMS_1206	1	Magazin St Gab	NA	
3 04 05 06 07 010 11 012 022 040 041 42 043 069 090 110 0111 0112	CONDENSATEUR CMS CERAM/IQUE 1206 /*100hf*/	CM5_1206	25	Magazin St Gab	NA	
10 011 012 013	Schottky Rectifier	8A754	*	1N4148W	0,10 €	0,40
40, D41 D42 D43 44 D45 D46 D47	DIQUE CIVIS COMMUTATION RADIDE SOTES BASSE	DIGDE_CMS_COMMUTATION_RAPIDE_SOT23		DIODE_50723	0,11 €	0,88
10 021	LED CMS 1206 verte	LED_GM5_1208	2	LED_CV5_1206	NA	
23	LED CMS 1206 Jaune	LED_CW5_1206	1	LED_CMS_1206	NA	18-A
3 04 022	LED CN/S 1206 rouge	LED_CM5_1206		LED_CMS_1206	NA NA	
1.02	Tage and Reel DIGDE DE REDRESSEMENT DO41 1N4007	DIODE_REDRESSEMENT_DO41 1N4007	2	0.005_0041	0,02 € NA	0,02
21 Q22 Q23 10	Reel General Purpose Transistor, NPN Silicon, 3-Pin SOT-23, Pb-Free.	MMBT2222ALT3G		01/50-507-25-3-518-05_V	0,10 €	0,70
1 Q2 Q5 Q20	CONVERTISSEUR_DC/DC_BUCK_LM2596-BOARD Power MOSPET 200 mA 50 V. N-Channel, 3-Pin 507-23. Tape and	LM2596-80AR0 855138LT1	2	LM2596-80440	0,51 €	1,02
N27	BARRETTE_19 CONTACTS_2 RANGEES_FEMELLE_DROITE	RANGEES_FEMELLE_DROITE	2	BARRETTE_19X2_F_D	NA	
11, J12 13-D-CN10 J14-D	BARRETTE 4 CONTACTS 1 RANGEE FEMELLE DROITE	RANGEE_FEMELLE_DRO/TE BARRETTE_19 CONTACTS_2	2	BARRETTE_A_F_D	NA	
1	BARRETTE 6 CONTACTS 2 RANGEES PEWELLES DROITES	BARRETTE_6 CONTACTS_2 RANGEES_FEMELLES_DROITES BARRETTE_4 CONTACTS_1	1	EARRETTE_EX2_F_DS	NA	
•	BARRETTE 3 CONTACTS 1 RANGEE FEMELLE DROITE	DROITE	1	BARRETTE_3_F_D	NA	
1	BORNIER 2 PLOTS DROIT A VIS 5.08mm	BORMERZ DROIT A VIS BARRETTE 3 CONTACTS 1 RANGEE PEMELLE	1	SORNIER2_A_VIS	NA	
1,72	Fuse	Pure 1	2	P/M-W2/E2/8	NA	
RESSION PWM Out DM, PWM Out IOWER PWM Out CH, WAAT	SOINT TEST	POINT_TEST		POINT_TEST	NA	
Z1 MO Mot Valve 1 MO Mot Valve 2 MO Pwm Blower	SUZZER SWA13	BUZZER_SMA13	1	BUZZER_SI/A1S	6,38 €	6,38
DA_DEBIT V-591					NA	
T-GNO1 PT-GNO2 T-GNO5 PT_SOA CL_OES/T SOL_LCD	POINT TEST	POINT_TEST	9	POINT_TEST		
\$1, 151, 821.						

V.1 Mesure de VBAT

1. test physique

Test n°1:



Ce test consiste à vérifier si le pont diviseur de l'atténuation fonctionne

Pour cela j'ai eu besoin d'un voltmètre avec le « + » brancher à la pin « <u>Vbat</u> mesure » et le – brancher sur le GND de la carte.

La carte est alimenter grâce à l'alimentation pour simuler la décharge de la batterie.

On peut effectuer un premier calcule pour vérifier si le pont diviseur est fonctionnel

Mesure <u>Vbat</u> = (R11/(R11+R10)) *<u>Valim</u> Mesure <u>Vbat</u> = (1k/(1k+8k2))*27,6V

Mesure Vbat = 3V

Test n°2:



Test avec l'alimentation baisser à 15V Le voltmètre affiche 1,633V

Mesure <u>Vbat</u> = (R11/(R11+R10)) *<u>Valim</u>

Mesure <u>Vbat</u> = (1k/(1k+8k2))*15V

Mesure Vbat = 1,630V

Ce programme permet de récupérer le résultat obtenu de la pin Mesure VBAT dans la nucléo et de la transformer en pourcentage pour l'afficher sur un afficheur LCD.

```
#include <Arduino.h>
// 1Les bibliothèques et création d'objets
#include <Wire.h> // ajoute la bibliothèque pilotant le bus I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // ajoute la bibliothèque pilotant l'écran
#define MESURE_VBAT PA1
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 delay(5100);
void loop() {
 analogReadResolution(12);
 float x = analogRead(MESURE_VBAT); //pin A1
 x = (x * 0.8056640625)/100*0.9283018869; //Q = 3.3/2^12 = 0.805 // /1000 *
9.283018869
 // 100 pour passer du ms en s // 0.92 pour etre le plus precis possible
 int y = (x * 100) / 27.6; // mettre le resultat en %
 Serial.println(x);
 Serial.println(y);
```

Le programme est composé :

- D'une transformation en résolution de 12 bits
- D'une variable x qui indique la tension reçue de la pin PA1
- D'une variable y qui transforme le résultat x en pourcentage avec un calcule en croix ((x*100) /27,6).
- D'un affichage avec le terminale Serial.printLn()

V.2 Test des LED alarmes

1. Programme des LED

Ce programme permet de piloter les LED ont fonction de la variable « x » (la tension de Vbat mesure)


4 leds sont commander 2 vertes, 1 rouge et 1 jaune.

```
#define LED START PC8
#define LED MED PB14
#define LED ALARME OFF PB13
#define LED HIGH ALARME PC4
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED START, OUTPUT);
  pinMode(LED_MED, OUTPUT);
  pinMode(LED ALARME OFF, OUTPUT);
 pinMode(LED_HIGH_ALARME, OUTPUT);
delay(5100);
void loop()
if (x > 0.8)
    digitalWrite(LED_START, HIGH);
  else
    digitalWrite(LED_START, LOW);
    digitalWrite(LED ALARME OFF, HIGH);
   delay(1000);
  };
  ////Allumage LED MED////
  if (x >= 15 \&\& x <= 22)
    digitalWrite(LED MED, HIGH); //alarme moyenne propriété si tension < 22
    digitalWrite(LED_MED, LOW);
    digitalWrite(LED_ALARME_OFF, HIGH);
    delay(1000);
```

```
////Allumage LED HIGH////
if (x <= 15)
{
    digitalWrite(LED_HIGH_ALARME, HIGH); //alarme moyenne propriété si tension
< 22
}
else
{
    digitalWrite(LED_HIGH_ALARME, LOW);
    digitalWrite(LED_ALARME_OFF, HIGH);
    delay(1000);
};
digitalWrite(LED_ALARME_OFF, LOW);
delay(300);
}</pre>
```

LED	Condition			
LED_START	Est allumé si la carte est alimenté(tension supérieur à 0,8V			
LED_MED	Est allumé seulement si l'alimentation est à sa limite (tension inférieur à 22V au lieu de 27,6V)			
LED_HIGH_ALARME	Est allumé lorsque l'alimentation devient critique (tension inférieur à 15V)			
LED_ALARME_OFF	Est allumé si chaque alarme est éteinte			


2. Test physique



LED_START

Tension d'alimentation : 26,8V

Vérification que la LED_START soit la seul à s'allumé pour indiquer que le MAKAIR est alimenter.




LED_MED

Tension d'alimentation: 20,7V

Vérification de la condition est respecter.

Lorsque la tension descend en dessous de 22V la LED_MED est allumé sans allumé la LED_HIGH_ALARM



LED_HIGH_ALARME


Tension d'alimentation: 14,2V

Vérification de la condition est respecter.

Lorsque la tension descend en dessous de 15V la LED_HIGH_ALARME est allumé

V.3 Vérification de la mesure de température

Schéma structurel concernée par le test :




Ce test a un objectif:

- Vérifier la température dans le MakAir

Matériel nécessaire :

- La carte mère
- Une alimentation de laboratoire (tension de +12V nécessaire)
- Une Nucléo
- Visual Code
- Un thermomètre



- 1) Allumez l'alimentation de laboratoire, puis régler la consigne à +12V
- Visser les deux fils sur le bornier, puis les brancher sur l'alimentation en respectant les polarités.
- 3) Brancher la carte Nucléo sur son bornier
- 4) Compiler le programme pour la conversion de température sur la nucléo
- 5) Contrôler la valeur de la température sur la nucléo par l'interface serial
- 6) Vérification au thermomètre

Configuration Platform IO pour utiliser l'environnement Visual Studio.

Platform : défini la plateforme utiliser (Stm32)

Board: Défini la carte Utiliser (Nucleo F446RE)

Framework: environnement utiliser (Arduino)

Monitor_speed : définir la vitesse de transmission séries

Upload protocol : définir le système d'exploitation

[env:nucleo_f446re]
platform = ststm32
board = nucleo_f446re
framework = arduino
monitor_speed = 9600

;upload_protocol = stlink
upload_protocol = mbed

Void setup():

Serial.begin(9600): Il permet de définir la vitesse de transmission séries avec le PC et en lien avec la configuration fait sur « platform IO ».

```
void setup() {
    // Initialise la communication avec le PC
    Serial.begin(9600);

// Mappage des Pins SDA et SCL
Wire.setSDA(PB9);
Wire.setSCL(PB8);
```

```
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    analogReadResolution(12); // Conversion AnalogRead 10 bits --> 12 bits
    int valeur_brute = analogRead(PA_0 ); // Lecture du port A0
    float temperature_celcius = (float) valeur_brute * (3.3 / 4096.0 * 100.0);
    Serial.println(temperature_celcius); // Afficher la valeur

    delay(1000);
```

Void loop ()

La fonction « analogReadResoltion (12) » permet de modifier la fonction qui est en 10 bits vers du 12 bit

« AnalogRead » permet de faire la lecture de la valeur du capteur en brut.


La variable temperature_celcius définit en float pour avoir les nombres après la virgule permet le calcule la température.

La fonction Serial.println permet d'afficher la variable « temperature_celcius » pour l'afficher dans le port Serial

La fonction delay permet d'afficher toute les 1 secondes la température en lien avec la demande du cahier des charges.

Terminal Série:

La température est bien affichée et subit des modification lorsqu'une pression est appliquer sur le capteur.



Pour une vérification avancée de la stabilité du capteur de température, un test à l'aide d'un thermomètre a été effectué en même temps que le test sur Visual studio et dans le même environnement.

Après un test effectué sur une plage de temps de 1 heure pour permettre au thermomètre de s'acclimater à la température de la salle, le capteur de température et le thermomètre donnait la même température.




V.4 Mesurer le débit

Fiche de test du débitmètre

Élément testé :	Débitmètre								
Objectif du	Vérifier son intégration dans la carte								
test:	Vérifier son fonctionnement								
Nom du testeur :	Barreteau Pa	ul			Date: 10/05/2022	10/05/2022			
Moyens mis en œuvre :	Logiciel : Visu	ual Studio	Matériel : Débitr	Outil de développement : Visual Studio code					
Réalisation :	Procédure du test: Au début du test j'ai commencé par tester le débitmètre sur une car nucléo seule afin de tester de son fonctionnement. Puis après avoir reçus la carte et soudé les composants nécessaires au fonctionnement opartie IZC j'ai connecté le débitmètre pour ensuite regarder les trames à l'aide d'un oscil et pour vérifier le bon fonctionnement de mon code								
Élément testé		Résu	Résultat attendu		Résultat obtenu	Validation (O/N)			
Intégration sur la carte		Intégration sans problème			nne intégration mais blème d'alimentation du v	OUI			
Fonctionnement du débitmètre		Bon fonctionnement		100	nctionne correctement et onds aux attentes du le	OUI			
Conclusion du test :	Le test m'a permis de tout vérifier. Le fonctionnement du débitmètre avec son code et son intégration sur la carte sont réussis. Il faudrait comme amélioration une alimentation directe du bornier en 3V3								

V.5 Fiche de test du capteur de pression MPXV5010DP

léme	ent testé :	Capteur MPXV5010DP						
Objec	tif du test :	Relevés de la	pression					
testeur:		GABORIT Antonin			Date : 20/05/22			
		Logiciel : Visual Studio Code		Matériel : Multimètre + pinces de test + oscilloscope		Outil de développement :		
Proce	édure du tes	t:						
10		n du vecteur e test	Résulta	t attendu	Résultat obtenu		Validation (O/N)	
		sous tension du		Le capteur est bien sous tension et en fonctionnement.		Capteur fonctionnel		
	pendar d'insp	de pression nt la phase piration + piration	en sortie	de la tension du capteur acquise	La tension	est acquise	0	
	Calcul de	e la pression	Tension de sortie converti en pression grâce à la fonction de transfert.		La valeur de la tension est interprétée		0	
Con	clusion du	Ce test m'a capteur, po	permis d'in ur pouvoir (terpréter la t calculer la pro	ension sur l ession en m	a broche de se mH2O.	ortie Vs du	



Élém	ent testé :	Moteur FAULHABER CC								
Obje	ctif du test :	Observer la variation de vitesse								
Nom teste		GABORIT Antonin Date : 20/05/22								
Moye œuvr	ens mis en re :	Logiciel : Vis		Matériel : Multimètre + pinces de test + oscilloscope		1500,000	Outil de éveloppement :			
Proce	édure du tes	t:								
- Sou	der un câble	sur les broch	es PWM ECI	H/ADM du b	ornier					
- Brai	ncher les pin	ces sur les fils	et câbler le	s sondes sur	l'oscilloscopi	e				
- Mis	e sous tensio	on du MakAir	et de la cart	e						
- Obs	servation des	signaux en c	oncordance	des temps						
ld		n du vecteur test	Résultat	attendu	Résultat obtenu		Validation (O/N)			
Observation des signaux et la variation du rapport cyclique		varie qu électro	rt cyclique land une ovanne ionne	Variation du rapport cyclique		0				
Conc test :	lusion du		ent des élect	trovannes er	nt et a permi n concordance					